


## Anticorpo Policlonal Anti-Ang Para Wb, If/Icc, Elisa - P03950

Número do item: CM0015458



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra angiogenina humana (ANG/RNASE5), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de angiogênese, resposta ao estresse e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ANG pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apelido | ALS9; RAA1; HEL168; RNASE4; RNASE5; ANG                                                                                 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                  |
| GeneID (Humano)     | 283                                                                                                                     |
| GeneID              | 283                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-147 da ANG humana (NP_001136.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                  |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                |
| SWISS               | P03950                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 17kDa                                                                                                                   |
| Envio               | Bolsa de Gelo                                                                                                           |