


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Angiotensinogênio Para Wb, Elisa - P01019

Número do item: CM0002299



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o angiotensinogênio humano (AGT, Serpin A8). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas do sistema renina-angiotensina em estudos de hipertensão e cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Angiotensinogênio mAb de Coelho
Observações/Apelido	ANHU; hFLT1; SERPINA8; Angiotensinogênio
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	183
ID do Gene	183
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do angiotensinogênio humano (P01019)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01019
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco de gelo