


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Angiotensinogênio Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01019

Número do item: CM0016210



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra Angiotensinogênio humano (AGT/SERPINA8), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de RAS.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Angiotensinogênio Rabbit pAb
Observações/Alias	ANHU; hFLT1; SERPINA8; Angiotensinogênio
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	183
GeneID	183
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-485 da Angiotensinogênio humana (NP_000020.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01019
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco de gelo