


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Angpt1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15389

Número do item: CM0012106



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ANGPT1 validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reconhece ANGPT1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre angiogênese, desenvolvimento vascular e biologia endotelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-ANGPT1
Observações/Alíás	AGP1; AGPT; ANG1; HAE5; AGPT-1; ANGPT1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	284
ID do gene	284
Imunógeno	Peptídeo sintético (aa 200-300 de ANGPT1 humano, Q15389)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q15389
Peso da proteína	58 kDa
Envio	Bolsa de gelo