

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Angpt1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15389

Número do item: CM0028210



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Angiopoietin-1 (ANGPT1), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de angiogênese e estabilidade vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANGPT1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AGP1; AGPT; ANG1; HAE5; AGPT-1; ANGPT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	284
GeneID	284
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 277-498 do ANGPT1 humano (NP_001137.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15389
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo