

Anticorpo Policlonal Anti-Angpt2 Para Wb, If/Icc, Elisa - 015123

Número do item: CM0013771



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ANGPT2 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a angiopoietina-2, reguladora da angiogênese, para pesquisas em biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-ANGPT2
Observações/Apelido	ANG2, AGPT2, LMPHM10, ANGPT2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	285
GeneID	285
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 197-496 do ANGPT2 humano (NP_001138.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O15123
Peso da proteína	57 kDa
Envio	Bolsa de gelo