


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Angpt2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15123

Número do item: CM0003023



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ANGPT2 (angiopoietina-2) humana. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Reconhece uma proteína de 57kDa. Útil para pesquisa em angiogênese e linfangiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANTG2 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	ANG2; AGPT2; LMPHM10; ANGPT2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	285
ID do Gene	285
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 da ANGPT2 humana (O15123).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15123
Peso da Proteína	57kDa
Transporte	Saco de gelo