


Anticorpo Policlonal Anti-Angptl3 Para Wb, Elisa - Q9Y5C1

Número do item: CM0014448



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ANGPTL3 humano, recomendado para Western blotting e ELISA, reativo cruzado com camundongo. Adequado para estudos de metabolismo lipídico e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANGPTL3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ANL3, ANG-5, FHBL2, ANGPT5, ANGPTL3
Espécie	Humano
GeneID	27329 (humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 231-460 do ANGPTL3 humano (NP_055310.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9Y5C1
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo