


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Angptl3 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y5C1

Número do item: CM0009856



introdução

Anticorpo monoclonal coelho Anti-ANGPTL3 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com ANGPTL3 humano, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa em metabolismo lipídico, angiogênese e biologia de adipócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho ANGPTL3
Observações/Apelido	ANL3; ANG-5; FHBL2; ANGPT5; ANGPTL3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27329
ID do Gene	27329
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ANGPTL3 humano (Q9Y5C1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5C1
Peso Proteico	54kDa
Transporte	Saco de Gelo