


Anticorpo Policlonal Anti-Angptl4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9By76

Número do item: CM0024109



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ANGPTL4 humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo lipídico, angiogênese e homeostase da glicose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANGPTL4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NL2, ARP4, FIAF, HARP, PGAR, HFARP, TGQTL, UNQ171, pp1158, ANGPTL4
Espécie	Humano
GeneID	51129
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-170 do ANGPTL4 humano (NP_647475.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BY76
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo