

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Angptl5 Para Wb, Elisa - Q86Xs5

Número do item: CM0018540

introdução

ANGPTL5 Rabbit pAb validado para WB e ELISA. Reage com ANGPTL5 humano, uma glicoproteína secretada expressa principalmente no coração adulto. Ideal para pesquisa cardiovascular e estudos de biomarcadores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANGPTL5 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	ANGPTL5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	253935
GeneID	253935
Imunogênio	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-388 da ANGPTL5 humana (NP_835228.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86XS5
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de Gelo