

Anticorpo Policlonal Anti-Angptl8 Para Wb, Elisa - Q6Uxh0

Número do item: CM0021527

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ANGPTL8 (betatrofina) humana, validado para WB e ELISA. Detecta ANGPTL8 (~22 kDa) humano, de camundongo e de rato. Ferramenta essencial para estudo do metabolismo lipídico, regulação de triglicerídeos e diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ANGPTL8 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RIFL; TD26; PRO1185; PVPA599; C19orf80; ANGPTL8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55908
GeneID	55908
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-198 da ANGPTL8 humana (NP_061157.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6UXH0
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo