


## Anticorpo Policlonal Anti-Ank3 Para If/Icc, Elisa - Q12955

Número do item: CM0021412



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ANK3/Anquirina-G humano, validado para IF/ICC e ELISA, reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para pesquisa em neurociência, músculo e canais iônicos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                  |
|---------------------|------------------------|
| Nome do Produto     | ANK3 Coelho pAb        |
| Observações/Apelido | MRT37; ANKYRIN-G; ANK3 |
| Espécie             | Humano                 |
| GeneID (Humano)     | 288                    |
| GeneID              | 288                    |
| Imunógeno           | Proteína Recombinante  |
| Fonte               | Coelho                 |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais |
| Aplicação           | IF/ICC, ELISA          |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo     |
| SWISS               | Q12955                 |
| Peso Proteico       | 480kDa                 |
| Envio               | Bolsa de Gelo          |