

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Ankh Para Wb, Elisa - Q9Hcj1

Número do item: CM0028852

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ANKH de alta qualidade validado para WB e ELISA. Direciona-se ao regulador de mineralização humana ANKH (Q9HCJ1), um transportador chave em estudos de calcificação óssea e articular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANKH Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ANK; CMDJ; HANK; MANK; CCAL2; CPPDD; SLC62A1; ANKH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56172
ID do Gene	56172
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-320 do ANKH humano (NP_473368.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HCJ1
Peso Molecular	54kDa
Envio	Bolsa de gelo