

Anticorpo Policlonais Anti-Ankhd1 Para Wb, Elisa - Q8lwz3

Número do item: CM0023143

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ANKHD1 para detecção de ANKHD1 (MASK) humano em Western blot e ELISA. Esta proteína de suporte está associada ao fenótipo de células leucêmicas e à regulação da apoptose. Ideal para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANKHD1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MASK; MASK1; VBARP; PP2500; ANKHD1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	54882
GeneID	54882
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1620-1800 da ANKHD1 humana (NP_060217.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8IWX3
Peso Molecular da Proteína	269kDa
Transporte	Saco de gelo