

Anti-Ankhd1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q8Iwz3

Número do item: CM0027684

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ANKHD1 humano, validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para biologia celular de leucemia, apoptose e pesquisa de proteínas de "scaffolding".

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANKHD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MASK; MASK1; VBARP; PP2500; ANKHD1
Espécie	Humano
GenelD (humano)	54882
GenelD	54882
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8IWZ3
Peso da Proteína	269kDa
Envio	Saco com gelo