

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ankle2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86XI3

Número do item: CM0021378

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho ANKLE2 de alta qualidade validado para WB, IHC-P e ELISA; detecta humano, camundongo, rato. Ferramenta essencial para o estudo da reconstituição do envelope nuclear mitótico e do desenvolvimento cerebral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                 |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nome do Produto     | ANKLE2 Rabbit pAb                     |
| Observações/Apelido | Lem4; LEMD7; MCPH16; KIAA0692; ANKLE2 |
| Espécie             | Humano                                |
| ID do Gene (Humano) | 23141                                 |
| ID do Gene          | 23141                                 |
| Imunógeno           | Proteína recombinante                 |
| Fonte               | Coelho                                |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato              |
| SWISS               | Q86XL3                                |
| Peso Proteico       | 104kDa                                |
| Envio               | Saco de gelo                          |