

Anticorpo Monoclonal Anti-Ankrd1 Para Wb, Elisa - Q15327

Número do item: CM0005691

introdução

Anticorpo monoclonal Anti-ANKRD1 de coelho validado para WB e ELISA. Reage com ANKRD1 humano e murino (36 kDa), uma proteína de repetição de anquirina cardíaca envolvida na ativação endotelial e na regulação do gene cardíaco. Ideal para pesquisa em DVI e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANKRD1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2; ANKRD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27063
GeneID	27063
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 do ANKRD1 humano (NP_055206.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15327
Peso Molecular da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo