

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ankrd1 Para Wb E Elisa - Q15327

Número do item: CM0026991

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína humana ANKRD1 (proteína de repetição anquirina cardíaca). Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas cardiovasculares e endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANKRD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2; ANKRD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27063
ID do Gene	27063
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 da ANKRD1 humana (NP_055206.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15327
Peso da Proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de Gelo