

Polymab® De Coelho Anti-Ankrd1 Para Wb E Elisa - Q15327

Número do item: CM0006709

introdução

PolymAb® de Coelho Anti-ANKRD1 de alta qualidade validada para WB e ELISA. Detecta ANKRD1 (CARP) humano, de camundongo e rato, um fator de transcrição cardíaco e marcador de ativação endotelial. Adequado para pesquisa em apoptose e doenças cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PolymAb® Anti-ANKRD1 de Coelho
Observações/Apelidos	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27063
GeneID	27063
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 da ANKRD1 humana (NP_055206.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15327
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Gelo reciclável