

Anti-Ankrd28 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - O15084

Número do item: CM0028037

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ANKRD28 humano (PITK/FAP79), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar a desfosforilação mediada por PP6 e a sinalização de migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANKRD28 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PITK; FAP79; CFAP79; PPP1R65; ANKRD28
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23243
GeneID	23243
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do ANKRD28 humano (NP_056014.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O15084
Peso da Proteína	113kDa
Envio	Saco com gelo