

Anti-Ankrd46 Anticorpo Policlonal De Coelho - Q86W74

Número do item: CM0021211

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ANKRD46, adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de proteínas de membrana e repetições de anquirina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANKRD46 Coelho pAb
Observações/Apelido	ANK-S; GENX-115279; ANKRD46
Espécie	Humano
GeneID (humano)	157567
GeneID	157567
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-232 do ANKRD46 humano (NP_001257308.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q86W74
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo