

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Ankrd52 Para Wb E Elisa - Q8Nb46

Número do item: CM0024441

introdução

Anticorpo policloonal de coelho direcionado a ANKRD52 humana, uma suposta subunidade regulatória de PP6. Adequado para Western blot e ELISA, apresenta reação cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANKRD52 Rabbit pAb
Observações/Alias	ANKRD33; ANKRD52
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	283373
ID do Gene	283373
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-660 de ANKRD52 humana (NP_775866.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NB46
Peso Proteico	115kDa
Envio	Bolsa de gelo