


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Anln Para Wb, Elisa - Q9Nqw6

Número do item: CM0026085



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ANLN humano, validado para WB e ELISA. Adequado para o estudo de citocinese, divisão celular e biologia de podócitos. Visa a região C-terminal (aa 845-1124).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANLN Rabbit pAb
Observações/Alias	scra; FSGS8; Scraps; ANLN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54443
ID do Gene	54443
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 845-1124 do ANLN humano (NP_061155.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NQW6
Peso Proteico	124kDa
Envio	