


## Anticorpo Monoclonal Anti-Annexina A11 Para Wb, Elisa - P50995

Número do item: CM0002326



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Annexina A11 humana, validado para Western blotting (WB) e ELISA. Adequado para espécies humanas e de camundongo. Detecta uma banda de 54 kDa. Ideal para estudos de ciclo celular e citocinese.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Annexin A11 mAb de coelho                                                                                                          |
| Observações/Apelido | ALS23; ANX11; CAP50; CAP-50; IBMWMA; Annexin A11                                                                                   |
| Espécie             | Humana                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 311                                                                                                                                |
| GeneID              | 311                                                                                                                                |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 276-505 da Annexina A11 humana (NP_001148.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                             |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humana, Camundongo                                                                                                                 |
| SWISS               | P50995                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 54kDa                                                                                                                              |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                      |