


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Anexina A11 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P50995

Número do item: CM0026508



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a anexina A11 humana, validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Imunógeno recombinante, proteína de 54 kDa, para pesquisa de divisão celular e sinalização de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anexina A11 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ALS23; ANX11; CAP50; CAP-50; IBMWMA; Anexina A11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	311
ID do Gene	311
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 276-505 da anexina A11 humana (NP_001148.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50995
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco com gelo