


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Annexina A1/Anxa1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P04083

Número do item: CM0004648



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Annexina A1 humana (ANXA1), validado para Western Blot, IHC, ICC, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em inflamação e imunidade.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | [Validado KD] Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Annexina A1/ANXA1                                    |
| Observações/Apelido        | ANX1; LPC1                                                                                             |
| Espécie                    | Humano                                                                                                 |
| GeneID (Humano)            | 301                                                                                                    |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 2-346 da Annexina A1/ANXA1 humana (NP_000691.1) |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                 |
| Categoria                  | Anticorpos Monoclonais                                                                                 |
| Aplicação                  | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                           |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Camundongo, Rato                                                                               |
| SWISS                      | P04083                                                                                                 |
| Peso Molecular da Proteína | 39 kDa                                                                                                 |
| Envio                      | Saco de gelo                                                                                           |