


Anticorpo Monoclonal Anti-Annexina A2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07355

Número do item: CM0003749



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Annexina A2 validado para WB, IHC-P e ELISA em humano, rato e camundongo. Uma proteína de ligação à membrana regulada por cálcio envolvida em coagulação, fibrinólise e pesquisa oncológica. O produto tem como alvo SWISS P07355.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho contra Annexina A2
Observações/Apelido	P36, ANX2, LIP2, LPC2, CAL1H, LPC2D, ANX2L4, PAP-IV, HEL-S-270, Annexina A2
Espécie	Humano
ID do Gene	302
Imunogênio	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07355
Peso Molecular da Proteína	39kDa
Transporte	Saco de Gelo