

Anticorpo Policlonal Anti-Annexina A2 Para Wb - P07355

Número do item: CM0022126



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra Annexina A2 (p36, ANX2, LIP2) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Imunógeno recombinante. Ideal para estudos de ligação membrana regulada por cálcio e estabilidade endossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Annexina A2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	P36; ANX2; LIP2; LPC2; CAL1H; LPC2D; ANX2L4; PAP-IV; HEL-S-270; Annexina A2
Espécie	Humano
ID do Gene	302
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-339 da Annexina A2 humana (NP_004030.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07355
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo