

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Annexina A4/Annexina IV Para Wb E Elisa - P09525

Número do item: CM0013795



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Annexina A4/Annexina IV humana, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para estudar fusão de membrana dependente de cálcio e exocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Annexina A4/Annexina IV Coelho pAb
Observações/Apelido	ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; Annexina A4/Annexina IV
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	307
ID do Gene	307
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 112-321 da Annexina A4/Annexina IV humana (NP_001144.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P09525
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de Gelo