

Anticorpo Policlonais Anti-Anexina A5/Anexina V Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08758

Número do item: CM0016098



introdução

Anticorpo policlonais de coelho direcionado à Anexina A5 humana (Anexina V), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com camundongos e ratos; ~36 kDa. Adequado para estudos de anticoagulante e coagulação sanguínea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anexina A5/Anexina V pAb de coelho
Observações/Alias	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alpha; Anexina A5/Anexina V
Espécie	Humano
ID do Gene	308
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-320 da Anexina A5/Anexina V humana (NP_001145.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08758
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo