

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Annexina A5/Annexina V Para Wb, Elisa - P08758

Número do item: CM0007856



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Annexina A5/Annexina V de alta qualidade, validado para WB e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Peso molecular de 36kDa. Ideal para pesquisa em hemostasia e trombose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Annexina A5/Annexina V
Observações/Apelido	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alpha; Annexina A5/Annexina V
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	308
GeneID	308
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 221-320 da Annexina A5 humana (NP_001145.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08758
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de Gelo