

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Annexin A5/Annexin V Para Wb, If/Icc, Elisa - P08758

Número do item: CM0021507



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa a Annexin A5/Annexin V, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para estudar a coagulação sanguínea e a hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Annexin A5/Annexin V Rabbit pAb
Observações/Apeliido	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alpha; V
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	308
GeneID	308
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-320 da Annexin A5/Annexin V humana (NP_001145.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P08758
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo