


## Anticorpo Monoclonal Anti-Annexina A6/Annexina Vi Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08133

Número do item: CM0007367



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Annexina A6/Annexina VI, validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, rato. Proteína de 76kDa, imunogénio aa 324-673. Ideal para estudos de sinalização de cálcio.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Annexina A6/Annexina VI |
| Observações/Alias   | p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; Annexina A6/Annexina VI      |
| Espécie             | Humano                                                      |
| GeneID (Humano)     | 309                                                         |
| Imunogénio          | Proteína recombinante                                       |
| Fonte               | Coelho                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                      |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato, Rato                                          |
| SWISS               | P08133                                                      |
| Peso Proteico       | 76kDa                                                       |
| Envio               | Saco de gelo                                                |