


Anticorpo Policlonal Anti-Annexina A6/Annexina VI Para Wb, Elisa - P08133

Número do item: CM0024516



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Annexina A6/Annexina VI, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com humano e camundongo. Tem como alvo a proteína de ligação ao cálcio envolvida no tráfego de membrana e associação com CD21. Adequado para pesquisa em biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KO] pAb de Coelho para Annexina A6/Annexina VI
Observações/Apelido	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; VI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	309
GeneID	309
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da Annexina A6/Annexina VI humana (NP_001146.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P08133
Peso Proteico	76kDa
Envio	Saco de gelo