

Anticorpo Policlonal Anti-Ano1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Xxa6

Número do item: CM0014823

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ANO1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano e camundongo. O alvo é um canal de cloreto ativado por cálcio de 114 kDa (TMEM16A/DOG1), fundamental para estudos de transporte iônico e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANO1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DOG1, INDM5, TAOS2, ORAOV2, TMEM16A, ANO1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55107
ID do Gene	55107
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-500 do ANO1 humano (NP_060513.5).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5XXA6
Peso da Proteína	114kDa
Envio	Bolsa de gelo