

Anti-Ano2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nq90

Número do item: CM0029993

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ANO2 humano (Anoctamin-2/TMEM16B), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Envolvido na atividade do canal de cloreto ativado por cálcio na olfação e visão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANO2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	C12orf3; TMEM16B; ANO2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57101
ID do Gene	57101
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do ANO2 humano (NP_001265526.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQ90
Peso da Proteína	114kDa
Envio	Saco com gelo