

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Anp32A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P39687

Número do item: CM0028256



introdução

ANP32A Rabbit pAb validado para WB, IHC-P, ELISA; reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Envolvido na supressão tumoral, apoptose, ciclo celular e transcrição. Uso em pesquisa de cromatina e virologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANP32A pAb de Coelho
Observações/Apelidos	LANP; MAPM; PP32; HPPCn; PHAP1; PHAPI; I1PP2A; C15orf1; ANP32A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8125
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P39687
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo