


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Anp32B Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q92688

Número do item: CM0005458



introdução

Desenvolvido para WB, IF, IHC, ELISA com ANP32B de humano, camundongo e rato. Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à proteína multifuncional envolvida na apoptose, ciclo celular, transcrição e replicação viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ANP32B Coelho mAb
Observações/Alias	APRIL; SSP29; PHAPI2; ANP32B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10541
GeneID	10541
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da ANP32B humana (Q92688)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92688
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo