


Anti-Anp32E Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Btt0

Número do item: CM0021346



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-ANP32E validado para Western blot e ELISA. Reage com ANP32E humano, de camundongo e de rato. Tem como alvo a chaperona de histonas envolvida na remoção de H2A.Z. Adequado para pesquisa de IVD e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANP32E Rabbit pAb
Observações/Apelido	LANPL; LANP-L; ANP32E
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	81611
ID do Gene	81611
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 do ANP32E humano (NP_112182.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BTT0
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo