

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Anpep/Cd13 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P97449

Número do item: CM0011919

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ANPEP/CD13 (aminopeptidase N), validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos em apresentação de antígeno, processamento de hormônios peptídicos e transporte de aminoácidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho ANPEP/CD13
Observações/Apelido	Apn; AP-M; AP-N; Cd13; P150; CD13
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	290
ID do Gene	16790
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 69-966 do CD13 de camundongo. (NP_032512.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P97449
Peso Proteico	109kDa
Envio	Saco de Gelo