

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ant1/Ant2/Ant3/Ant4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12235 / P05141 / P12236 / Q9H0C2

Número do item: CM0022252

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra ANT1/ANT2/ANT3/ANT4 humanos (translocases de ADP/ATP), adequado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo mitocondrial e apoptose.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | ANT1/ANT2/ANT3/ANT4 pAb de coelho                                                                                                               |
| Observações/Alias   | ANT1/ANT2/ANT3/ANT4                                                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                          |
| GeneID (humano)     | 291/292/293/83447                                                                                                                               |
| GeneID              | 291/292/293/83447                                                                                                                               |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético   Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200 e o C-terminal de ANT1 humano (NP_001142.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                |
| Reatividade cruzada | Humano, camundongo, rato                                                                                                                        |
| SWISS               | P12235/P05141/P12236/Q9H0C2                                                                                                                     |
| Peso da proteína    | 33kDa/32kDa/35kDa                                                                                                                               |
| Envio               | Gelo reutilizável                                                                                                                               |