

Anticorpo Monoclonal Anti-Ant2/Slc25A5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05141

Número do item: CM0006737

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra ANT2/SLC25A5 humano (translocase 2 de ADP/ATP), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adequado para pesquisas mitocondriais e estudos de metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra ANT2/SLC25A5
Observações/Apelidos	T2; T3; 2F1; AAC2; ANT2; ANT2/SLC25A5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	292
GeneID	292
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-220 de ANT2/SLC25A5 humano (NP_001143.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P05141
Peso da Proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo