


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Anxa1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04083

Número do item: CM0017211



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra ANXA1 humano (Anexina A1), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta ANXA1 humano e de rato; ideal para pesquisas sobre inflamação e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-ANXA1
Observações/Alcunha	ANX1; LPC1; ANXA1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	301
GeneID	301
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-346 de ANXA1 humano (NP_000691.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	P04083
Peso da proteína	39 kDa
Envio	Embalagem de gelo