


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Anxa13 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27216

Número do item: CM0014752



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado à anexina A13 humana (ANXA13), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com ANXA13 de humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de ligação dependente de cálcio a membranas e biologia epitelial intestinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANXA13 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ISA; ANX13; ANXA13
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	312
ID do Gene	312
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-316 da ANXA13 humana (NP_004297.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27216
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo