

Anticorpo Policlonal Anti-Anxa3 Para Wb - P12429

Número do item: CM0025389



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ANXA3 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Tem como alvo o inibidor da fosfolipase A2 anexina A3, adequado para estudos de coagulação e sinalização de fosfolipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANXA3 pAb Coelho
Observações/Apelido	ANX3; ANXA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	306
GeneID	306
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-323 da ANXA3 humana (NP_005530.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12429
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo