

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Anxa8L2 Para Wb E Elisa - Q5Vt79

Número do item: CM0026169

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína anexina A8-like 1 (ANXA8L2, Q5VT79). Validado para WB e ELISA, reativo com amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado como matéria-prima IVD para o desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho ANXA8L2
Observações/Apelido	ANXA8; ANXA8L2; VAC-beta; bA145E20.2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	728113
ID do Gene	728113
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-276 do ANXA8L2 humano (NP_001265853.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5VT79
Peso Molecular da Proteína	37kDa
Envio	Em saco de gelo