


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Aoc3 Para Wb E Elisa - Q16853

Número do item: CM0023158



introdução

Anticorpo policloal de coelho contra a amine oxidase humana contendo cobre 3 (AOC3/VAP-1). Adequado para Western blotting e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos da função da amine oxidase e adesão de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AOC3 Rabbit pAb
Observações/Alias	HPAO; SSAO; VAP1; VAP-1; AOC3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8639
ID do Gene	8639
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-190 da AOC3 humana (NP_003725.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q16853
Peso Molecular da Proteína	85kDa
Envio	Bolsa de gelo