


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aox1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q06278

Número do item: CM0027923



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra AOX1 humana (aldeído oxidase 1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo de xenobióticos e metabolismo de fármacos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AOX1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	AO; AOH1; AOX1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	316
GeneID	316
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 340-590 da AOX1 humana (NP_001150.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06278
Peso da Proteína	148kDa
Transporte	Bolsa de gelo