


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-AP1B1 Para Wb, Elisa - Q10567

Número do item: CM0020308



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AP1B1, validado para Western blot e ELISA. Reage com AP1B1 humano, de camundongo e de rato, uma subunidade adaptadora de clatrina envolvida na triagem de proteínas na rede trans-Golgi (TGN) e nos endossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AP1B1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	ADTB1; BAM22; KIDAR; AP105A; CLAPB2; AP1B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	162
GeneID	162
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 700-800 do AP1B1 humano (NP_001118.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q10567
Peso da Proteína	105 kDa
Envio	Bolsa de gelo